

LAC/DTAPES/600-800

Bänder

statt Abstreifer, für Mangeln D 600/D 800.



- zum sicheren Wäschetransport, speziell bei hoher Geschwindigkeit

EAN-Nr.: 4002516556770 / Materialnummer: 12035450 / Alte Materialnummer: 59535042D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 600-3500	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
D 800-3500	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Nettogewicht [kg]	1,00
Bruttogewicht in kg	1,00