

## APWD 325

### Einsatz

für die Aufbereitung von Schläuchen von dentalen Lachgassedierungssystemen.



- Gleichzeitige Aufbereitung von bis zu 5 Doppelschlauchsets mögl.
- Mit Adaptersatz zum sicheren Anschluss an das Injektorsystem
- Zuverlässige Innen-/Außenreinigung sowie Trocknung der Schläuche
- Parallele Patientenmasken-Aufbereitung in Siebschale E 146 mögl.
- Erhalt von großer Kapazität f. weiteres Instrumentarium p. Charge

EAN-Nr.: 4002516610908 / Materialnummer: 12036420 /  
Alte Materialnummer: 68632500D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Silikon
Farbe	Edelstahl, Grau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	132
Außenmaß, Nettobreite in mm	324
Außenmaß, Nettotiefe in mm	379
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	335
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	380
Nettogewicht in kg	2,23
Bruttogewicht in kg	2,62