

APWD 326

Adapter

Nachrüstset mit Adaptern für Doppelschläuche von dentalen Lachgassystemen



- Enthält 2 Adapter
- Nachrüstset für APWD 325

EAN-Nr.: 4002516611011 / Materialnummer: 12036440 / Alte Materialnummer: 68632600D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Adapter	•
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff, Silikon
Farbe	Edelstahl, Grau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	65
Außenmaß, Nettobreite in mm	40
Außenmaß, Nettotiefe in mm	78
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,46
Bruttogewicht in kg	0,51