

APWD 328

Einsatz

Erweiterungsset für die Aufbereitung von dentalen Lachgassystemen.

EAN-Nr.: 4002516611028 / Materialnummer: 12036450 / Alte Materialnummer: 68632800D



- Kapazitätserweiterung auf bis zu insgesamt 5 Doppelschlauchsets
- 5 Stück Klipp- und Schwenkbleche

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	77
Außenmaß, Nettobreite in mm	90
Außenmaß, Nettotiefe in mm	100
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,26
Bruttogewicht in kg	0,32