

GP HC 0125 L

HydroCleaner, Set aus 4 Flaschen.

Reiniger für die Selbstreinigungsfunktion HydroClean bei Dampfbacköfen.

EAN-Nr.: 4002516607229 / Materialnummer: 12105690 /
Alte Materialnummer: 23997254EU4



- automatische und effektive Reinigung des Garraums
- gründliche Entfernung von eingebrannten Speiseresten
- Reichweite des Sets: ca. 1 Jahr
- Lebensmittelecht und materialschonend
- biologisch abbaubar und mikroplastikfrei
- Beste Pflege für viele Jahre
Verlässlichkeit