

Boost CX1 Active - SNRF3
Bodenstaubsauger ohne Beutel
für maximale Saugleistung in kompaktem Design.



- Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie
- Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive
- Hält selbst kleinste Partikel zurück – Hygiene AirClean Filter
- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr

EAN-Nr.: 4002516598923 / Materialnummer: 12133590 /
Alte Materialnummer: 41NRF331CE

Bauform	
Bodenstaubsauger ohne Staubbeutel	•
Produktmarke	Boost CX1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SNRF3
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System zum Abstellen	einseitig
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nennleistungsaufnahme in W	890
Mobilität	
TrackDrive	•
Aktionsradius in m	10
Kabellänge in m	6,5
Filtersystem	
Abluftfilter	Hygiene AirClean Filter
Staubbehältervolumen in l	1,0
Technische Daten	
Max. Wattleistung	890
Lautstärke in dB	78,0
Breite in mm	400
Höhe in mm	280
Gewicht in kg	7,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse SBD 365-3	•
Reinigungsbürste	Nein