

APST 002/1
WiFi Dongle-Key
zur einfachen Anbindung der Sterilisatoren an WiFi.



- Bequem an einem USB-Port des Gerätes anschließbar
- Übertragung von Prozessdaten an ein WLAN-fähiges Endgerät

EAN-Nr.: 4002516677215 / Materialnummer: 12141160 /
Alte Materialnummer: 68900012D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	9
Außenmaß, Nettobreite in mm	16
Außenmaß, Nettotiefe in mm	30
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
RoHS-Richtlinie	•
FCC	•