

APLW 870

Injektordüsen-Set

mit Auflage, zur Reinigung von Sedimentiergefäßen (Imhoff-Kegeln).



- Set bestehend aus 4 Spezialdüsen mit Haltern
- Max. Durchmesser 120 mm, max. Höhe 470 mm
- Zur Verwendung mit separat erhältlichem Injektor-Modul A 300/2
- Zur Verwendung mit separat erhältlichem Injektor-Modul A 300/3
- Zur Verwendung mit separat erhältlichem Injektor-Modul A 620
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN-Nr.: 4002516638124 / Materialnummer: 12151110 /

Alte Materialnummer: 69687000D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Messzylinder [Anzahl]	4
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	85
Außenmaß, Nettobreite in mm	175
Außenmaß, Nettotiefe in mm	290
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,39
Bruttogewicht in kg	0,56