

ProCare Dent 10 A - 5 l
 Flüssigreiniger, alkalisch, 5 l
 zur optimalen Aufbereitung von Standardinstrumenten.



- Geeignet für Standardinstrumente (keine Übertragungsinstrumente)
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermodesinfektor
- Hohe Reinigungsleistung
- Flüssigkonzentrat

EAN-Nr.: 4029577143398 / Materialnummer: 12186660 /
 Alte Materialnummer: 66912202EU1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Blut	Gut
Entfernung von organischen Rückständen	Gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3 ml/l (0,3 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	11,3
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Phosphat
Frei von Oxidationsmitteln	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Hoher Materialschutz vor Korrosion	•
Frei von Tensiden	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	217
Außenmaß, Nettobreite in mm	142
Außenmaß, Nettotiefe in mm	248
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Bruttogewicht in kg	10
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•