

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Flüssigreiniger, mildalkalisch, 5 l

zur optimalen Aufbereitung von Standard- und Übertragungsinstrumenten.



- Besonders geeignet für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermodesinfektor
- Hohe Materialschonung
- Flüssigkonzentrat

EAN-Nr.: 4029577143428 / Materialnummer: 12186860 /
Alte Materialnummer: 66913203EU1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Blut	Gut
Entfernung von organischen Rückständen	Gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3-5 ml/l (0,3-0,5 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	10,6-10,7
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Enzyme, anionische Tenside, nichtionische Tenside
Geeignet für Hand- und Winkelstücke	•
Hohe Materialschonung	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	217
Außenmaß, Nettobreite in mm	142
Außenmaß, Nettotiefe in mm	248
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Bruttogewicht in kg	5
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•