

ProCare Dent 11 A - 1 kg
 Pulverreiniger, alkalisch, 1 kg
 zur optimalen Aufbereitung von Standardinstrumenten.



- Geeignet für Standardinstrumente (keine Übertragungsinstrumente)
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermodesinfektor
- Hohe Reinigungsleistung
- Pulver

EAN-Nr.: 4029577154998 / Materialnummer: 12186980 /
 Alte Materialnummer: 66911102EU1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Blut	Gut
Entfernung von organischen Rückständen	Gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3 g/l (30 g/Zyklus)
pH-Wert der Anwendungslösung	11,1
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Phosphat,nichtionische Tenside
Gutes Reinigungsvermögen	•
Hoher Materialschutz vor Korrosion	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	242
Außenmaß, Nettobreite in mm	107
Außenmaß, Nettotiefe in mm	58
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	60
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Füllgewicht in g	1000
Bruttogewicht in kg	1
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•