

ProCare Dent 11 A - 1 kg
 Pulverreiniger, alkalisch, 1 kg
 zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten.



- Geeignet für Dentalinstrumente, nicht für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Hoher Materialschutz
- Frei von oxidativen Zusätzen
- Korrosionsschutz für Instrumente und Trays aus Edelstahl

EAN-Nr.: 4029577154998 / Materialnummer: 12186980 /
 Alte Materialnummer: 66911102EU1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Blut	Sehr gut
Entfernung von organischen Rückständen	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3 g/l (30 g/Zyklus)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	3 g/l (30 g/Zyklus)
pH-Wert bei 20 °C	12,0
Intensität der Verschmutzung	Stark
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Phosphat, nichtionische Tenside, Silikate
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Phosphat, nichtionische Tenside, Silikate
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Gutes Reinigungsvermögen	•
Hoher Materialschutz vor Korrosion	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	242
Außenmaß, Nettobreite in mm	107
Außenmaß, Nettotiefe in mm	58
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	60
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Füllgewicht in g	1000
Bruttogewicht in kg	1
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•