

ProCare Dent 11 A - 10 kg  
 Pulverreiniger, alkalisch, 10 kg  
 zur optimalen Aufbereitung von Standardinstrumenten.



- Geeignet für Standardinstrumente (keine Übertragungsinstrumente)
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermodesinfektor
- Hohe Reinigungsleistung
- Pulver

EAN-Nr.: 4029577143442 / Materialnummer: 12186990 /  
 Alte Materialnummer: 66911202EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von Blut	Gut
Entfernung von organischen Rückständen	Gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3 g/l (30 g/Zyklus)
pH-Wert der Anwendungslösung	11,1
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Zahnarztpraxis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Phosphat,nichtionische Tenside
Gutes Reinigungsvermögen	•
Hoher Materialschutz vor Korrosion	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	268
Außenmaß, Nettobreite in mm	265
Außenmaß, Nettotiefe in mm	265
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	280
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270
Füllgewicht in g	10000
Bruttogewicht in kg	10
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•