

ProCare Dent 30 C - 5 l  
 Neutralisationsmittel, sauer, 5 l  
 zur optimalen Neutralisation auf Basis von Zitronensäure.



- Besonders geeignet für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermodesinfektor
- Hohe Materialschonung
- Flüssigkonzentrat

EAN-Nr.: 4029577143466 / Materialnummer: 12187250 /  
 Alte Materialnummer: 66915302EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von Kalk und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	Gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1 ml/l (0,1 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	3,0
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Zahnarztpraxis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Zitronensäure
Frei von Tensiden	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	217
Außenmaß, Nettobreite in mm	142
Außenmaß, Nettotiefe in mm	248
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Bruttogewicht in kg	6
Füllmenge in ml	5000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•