

ProCare Dent 30 P - 1 l [Typ 1]

Neutralisationsmittel, sauer, 1 l

mit Ausgießhilfe, zur optimalen Neutralisation auf Basis von Phosphorsäure.



- Geeignet für Standardinstrumente (keine Übertragungsinstrumente)
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermodesinfektor
- Erleichterte Dosierung durch präzise Ausgießhilfe
- Hohe Materialschonung
- Flüssigkonzentrat

EAN-Nr.: 4029577155087 / Materialnummer: 12187370 /  
Alte Materialnummer: 66914202EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von Anlauffarben, Kalk, Urinstein und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	Gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1 ml/l (0,1 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	2,3
Kleine Öffnung als Ausgießhilfe	•
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Zahnarztpraxis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Phosphorsäure
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Frei von Tensiden	•
Sehr gute Abspülbarkeit	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Nicht geeignet für verchromte Teile	•
Nicht geeignet für vernickelte Teile	•
Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	241
Außenmaß, Nettobreite in mm	106
Außenmaß, Nettotiefe in mm	58
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	245
Außenmaß, Bruttobreite in mm	60
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	105
Bruttogewicht in kg	2
Füllmenge in ml	1000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•