

ProCare Dent 30 P - 5 l

Neutralisationsmittel, sauer, 5 l

zur optimalen Neutralisation auf Basis von Phosphorsäure.



- Geeignet für Standardinstrumente (keine Übertragungsinstrumente)
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermodesinfektor
- Hohe Materialschonung
- Flüssigkonzentrat

EAN-Nr.: 4029577143497 / Materialnummer: 12187380 /

Alte Materialnummer: 66914302EU1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Anlauffarben, Kalk, Urinstein und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	Gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1 ml/l (0,1 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	2,3
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Phosphorsäure
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Frei von Tensiden	•
Sehr gute Abspülbarkeit	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Nicht geeignet für verchromte Teile	•
Nicht geeignet für vernickelte Teile	•
Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	217
Außenmaß, Nettobreite in mm	142
Außenmaß, Nettotiefe in mm	248
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	130
Außenmaß, Bruttobreite in mm	215
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	245
Bruttogewicht in kg	8
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•