

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Nachspülmittel, 1 l

mit Ausgießhilfe, zum Nachspülen des Spülguts.



- Für eine verbesserte und verkürzte Trocknung
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermodesinfektor
- Erleichterte Dosierung durch präzise Ausgießhilfe
- Flüssigkonzentrat

EAN-Nr.: 4029577155117 / Materialnummer: 12187410 /

Alte Materialnummer: 66917102EU1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,3 ml/l (0,03 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	3,8
Kleine Öffnung als Ausgießhilfe	•
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Nachspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Phosphonate, nichtionische Tenside
Geeignet für Hand- und Winkelstücke	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	241
Außenmaß, Nettobreite in mm	106
Außenmaß, Nettotiefe in mm	58
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	245
Außenmaß, Bruttobreite in mm	60
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	105
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•