

## ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Nachspülmittel, 1 l

zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und Übertragungsinstrumenten.



- Geeignet für Dental- und Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Verbessert und beschleunigt die Trocknung
- Neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Erleichtertes Einfüllen in das Türdosiergerät durch Ausgießhilfe

EAN-Nr.: 4029577155117 / Materialnummer: 12187410 /  
Alte Materialnummer: 66917102EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,3 ml/l (0,03 %)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	0,3 ml/l (0,03 %)
pH-Wert bei 20 °C	2,0
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Kleine Öffnung als Ausgießhilfe	•
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Zahnarztpraxis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Nachspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Konservierungsmittel, Tenside, Zitronensäure
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	105,00
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Nachspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Konservierungsmittel,Tenside,Zitronensäure
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Geeignet für alle Metalle, die in medizinischen Produkten verwendet werden	•
Vorbeugung von Wasserflecken	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	241
Außenmaß, Nettobreite in mm	106
Außenmaß, Nettotiefe in mm	58
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	245
Außenmaß, Bruttobreite in mm	60
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	105
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•