

## KWT 7112 iG

Einbau-Weintemperierschrank 45cm Nischenhöhe mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Exzellente Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame Plus
- Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront



EAN-Nr.: 4002516643135 / Materialnummer: 12204800 /  
Alte Materialnummer: 36711203EU1

<b>Allgemeine Informationen</b>	
Modellbezeichnung	KWT 7112 iG
Materialnummer Hersteller	12204800
EAN-Nummer	4002516643135
Marketingklasse	Diamond
<b>Geräteklasse</b>	
Weinschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	unten
<b>Design</b>	
Frontfarbe	Obsidianschwarz matt
Beleuchtung Weinzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
Türöffnungshilfe	Push2open
DynaCool	•
SoftClose	•
Active AirClean Filter	•
Push2open	•
Anzahl Ablageflächen gesamt	3
Anzahl der Roste	3
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2
NoteBoard	Ja
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
<b>Effizienz</b>	
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	115,71
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,31
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	450
Nischenhöhe in mm max.	452
Nischtiefe in mm	550

KWT 7112 iG

Einbau-Weintemperierschrank 45cm Nischenhöhe  
mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




EAN-Nr.: 4002516643135 / Materialnummer: 12204800 /  
Alte Materialnummer: 36711203EU1

Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	559
Gewicht in kg	36,0
Befestigungstechnik	Festtür
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	47
Weinzone in l	47
Gesamtnutzzinhalt in l	46
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2


## KWT 7112 iG

Einbau-Weintemperierschrank 45cm Nischenhöhe mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




KWT7112 iG, \*Fußnote (Skizze)

\* Geräte mit Glasfront, \*\* Geräte mit Metallfront




KWT7112 iG (Skizze)



KWT7112 iG, \*Fußnote (Skizze)

\* Geräte mit Glasfront, \*\* Geräte mit Metallfront, 1) Ansicht von Vorne, 2) Netzanschlussleitung, L= 2200mm, 3) In diesem Bereich kein ELT-Anschluss,



KWT7112iG, KWT6112iG, Innenraummaße (Skizze)