

KWT 7112 iG 125 Gala Ed
Einbau-Weintemperierschrank
mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Exzellente Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame Plus
- Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront



EAN-Nr.: 4002516643135 / Materialnummer: 12204800 /
Alte Materialnummer: 36711203EU1

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Jubiläumsaktion	
125 Gala Edition	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	unten
Design	
Frontfarbe	Obsidianschwarz matt
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Push2open	•
Anzahl der Roste	3
Material der Roste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2
NoteBoard	Ja
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	115,71
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,31
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	450
Nischenhöhe in mm max.	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595


KWT 7112 iG 125 Gala Ed
 Einbau-Weintemperierschrank
 mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



EAN-Nr.: 4002516643135 / Materialnummer: 12204800 /
 Alte Materialnummer: 36711203EU1


Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	559
Gewicht in kg	36,0
Befestigungstechnik	Festtür
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	47
Weinzone in l	47
Gesamtnutzinhalt in l	46
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•

KWT 7112 iG 125 Gala Ed
 Einbau-Weintemperierschrank
 mit FlexiFrame Plus und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




KWT7112 iG, *Fußnote (Skizze)

* Geräte mit Glasfront, ** Geräte mit Metallfront




KWT7112 iG (Skizze)



KWT7112 iG, *Fußnote (Skizze)

* Geräte mit Glasfront, ** Geräte mit Metallfront, 1) Ansicht von Vorne, 2) Netzanschlussleitung, L= 2200mm, 3) In diesem Bereich kein ELT-Anschluss,



KWT7112iG, KWT6112iG, Innenraummaße (Skizze)