


APLW 630

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Lungenautomaten.



- Geeignet für die sichere Aufbereitung von 4 Lungenautomaten
- Mit Kleinteilkorb mit 4 farblich markierbaren Fächern
- Mit Druckluftanschluss und Druckluftindikator
- Anschluss via Schnellkupplungen (kompatibel m. Parker Rectus 25®)
- Einsetzbar in die Körbe APLW 152, APLW 107 und den Wagen E 975/2

EAN-Nr.: 4002516707905 / Materialnummer: 12229980 /
Alte Materialnummer: 69663000D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 [Safety] •

PLW 8616 [Safety] •

PLW 8617 [Safety] •

PLW 7111 [Safety] •

Produktkategorie

Einsatz für Lungenautomaten •

Produkteigenschaften

Material Edelstahl, Kunststoff

Farbe Schwarz, Edelstahl

Druckluftindikator •

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Lungenautomaten •

Kapazität

Lungenautomaten [Anzahl] 4

Maße und Gewicht

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 255

Außenmaß, Bruttobreite in mm 265

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 560

Nettogewicht in kg 5,55

Bruttogewicht in kg 6,01