

APLW 631

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Atemschutzmasken.



- Sichere Aufbereitung von bis zu 4 Atemschutzmasken
- Mit 4 Kleinteilkörben

EAN-Nr.: 4002516726036 / Materialnummer: 12230130 / Alte Materialnummer: 69663100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Atemschutzmasken	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Atemschutzmasken	•
<b>Kapazität</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	4
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	190
Außenmaß, Bruttobreite in mm	265
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	2,99
Bruttogewicht in kg	2,99