

APLW 839  
 Halterung  
 zur Fixierung von Druckluftflaschen.



- Inhalt: 2 Halterungen zur Fixierung einer Druckluftflasche
- Zur Verwendung im Einsatz APLW 636

EAN-Nr.: 4002516652045 / Materialnummer: 12230180 / Alte Materialnummer: 69683900D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Halterung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Druckluftflaschen	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,50
Bruttogewicht in kg	0,52