

APLW 873

Anhänger

mit Karabinerhaken zur farblichen Kennzeichnung.



- Set aus 6 verschiedenfarbigen Anhängern und 6 Karabinerhaken
- Zur Verwendung mit APFD 200, APFD 201, APLW 630 und APLW 631

EAN-Nr.: 4002516726050 / Materialnummer: 12230230 / Alte Materialnummer: 69687300D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8063	•
PG 8593	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Gelb, Grün, Schwarz, Weiß, Violett
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Aufbereitung von Atemschutzmasken	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,03