

GN HyClean Pure

Staubsaugerbeutel HyClean Pure GN

mit bester Filtrationsleistung von 99,99% durch das Miele AirClean-System.

EAN-Nr.: 4002516678182 / Materialnummer: 12281680 /
Alte Materialnummer: 41996678INT



- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Lange Nutzungsdauer durch Strömungsrichter und 3D Entfaltung
- Sauberes Wechseln des Beutels dank automatischem Beutelverschluss
- Umweltfreundlicher durch >95% Rezyklat-Anteil der Halteplatte
- Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluftfilter
- u.a. für Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2