

FJM HyClean Pure
Staubsaugerbeutel HyClean Pure FJM
mit bester Filtrationsleistung von 99,99% durch das Miele AirClean-System.

EAN-Nr.: 4002516678199 / Materialnummer: 12281690 /
Alte Materialnummer: 41996679INT



- Höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen
- Lange Nutzungsdauer durch Strömungsrichter und 3D Entfaltung
- Sauberes Wechseln des Beutels dank automatischem Beutelverschluss
- Umweltfreundlicher durch >95% Rezyklat-Anteil der Halteplatte
- Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluffilter
- u.a. für Complete C1, Compact C1, Compact C2, S6, S4