


APTD 221
Korb Set
für gemischtes Spülgut in Bistros und Cafés.



- Grundkorb inkl. 3 Einsätze für Teller, Gläser und Besteck
- Flexibel einsetzbar
- Maße Grundkorb 500 x 500 mm

EAN-Nr.: 4002516717812 / Materialnummer: 12305290 / Alte Materialnummer: 67022101D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Korb für Mischgeschirr	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Anzahl Reihen	3
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	225
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	1,92
Bruttogewicht in kg	2,96