

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Universalreiniger, mildalkalisch, 500 ml

zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.



- Effektives Hochkonzentrat für beste Reinigungsergebnisse
- Herausragende Lösekraft bei Öl- und Fettverschmutzungen
- Hohe Materialschonung
- Empfohlen für Miele Professional und Steelco Edelstahlgeräte
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
- Recyclbare Verpackung

EAN-Nr.: 4002516693062 / Materialnummer: 12306020 /
Alte Materialnummer: 66917701V1

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-------------------|
| Spülmaschinen Frischwasser | • |
| Spülmaschinen ProfilLine | • |
| Spülmaschinen Tank | • |
| Spülmaschinen Tank Durchschub | • |
| Waschmaschinen | • |
| Trockner | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Steckbeckenspüler | • |
| Klein-Sterilisatoren | • |
| Groß-Sterilisatoren | • |
| Einsatzmöglichkeiten | |
| Entfernung von Kaffee- und Teerückständen | Sehr gut |
| Entfernung von angetrockneten Speiseresten | Sehr gut |
| Entfernung von Fett | Sehr gut |
| Entfernung von Öl | Sehr gut |
| Entfernung von Blut | Sehr gut |
| Entfernung von Eiweiß | Sehr gut |
| Entfernung von Stärke | Sehr gut |
| Entfernung von Nahrungsmittelresten | Sehr gut |
| Entfernung von hartnäckigen oder eingetrockneten Rückständen | Sehr gut |
| Dosierempfehlung | |
| Dosierempfehlung pro Spülgang | Ready to use |
| pH-Wert der Anwendungslösung | 10,0-11,0 |
| Produkteigenschaften | |
| Medienart | Edelstahlreiniger |
| Aggregatsform | Flüssigkonzentrat |
| Inhaltsstoffe | |
| Minimale Lagertemperatur in °C | 5 |
| Maximale Lagertemperatur in °C | 25 |
| Geeignet für Edelstahl | • |
| Gutes Reinigungsvermögen | • |
| Frei von Phosphaten | • |
| Frei von Silikaten | • |
| Hohe Materialschonung | • |
| Tensidhaltiger Intensivreiniger | • |
| Stark emulgierende und dispergierende Wirkung | • |
| Sehr gute Materialverträglichkeit | • |
| Frei von Phosphorverbindungen | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 270 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 93 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 51 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 270 |

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Universalreiniger, mildalkalisch, 500 ml

zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.



EAN-Nr.: 4002516693062 / Materialnummer: 12306020 /

Alte Materialnummer: 66917701V1

| | |
|------------------------------|----|
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 93 |
|------------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 51 |
|-----------------------------|----|

| | |
|---------------------|---|
| Bruttogewicht in kg | 1 |
|---------------------|---|

| | |
|-----------------|-----|
| Füllmenge in ml | 500 |
|-----------------|-----|

| | |
|---|--|
| Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen | |
|---|--|

| | |
|-------------|---|
| EU Ecolabel | • |
|-------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Prüfnummern | |
|--------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| EU Ecolabel: DE/020/507 | • |
|-------------------------|---|