

ProCare Tex 10 W - 20 l

Wollwaschmittel, Flüssigkonzentrat, leicht sauer, 20 l
zur maschinellen Reinigung von Wolle.



- Kein Verfilzen von Wolle
- Vermeidet Farbübertragungen
- Verhindert die Rückvergrauung
- Dermatologisch getestet

EAN-Nr.: 4002516732440 / Materialnummer: 12338960 /
Alte Materialnummer: 59706301V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Dosierung	
pH-Wert der Anwendungslösung	4,8-5,8
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Verwendung	
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Wollwaschmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Duftstoffe, Tenside
Biologisch abbaubar	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,03
Frei von Mikroplastik	•
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	385
Außenmaß, Nettobreite in mm	258
Außenmaß, Nettotiefe in mm	294
Füllmenge in ml	20000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•