

KWT 6722 iS-1

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und SommelierSet für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung



EAN-Nr.: 4002516712367 / Materialnummer: 12364320 /  
Alte Materialnummer: 36672202EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Weinschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Silence System	•
Anzahl der Holzroste	8
Material der Holzroste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	8
SommelierSet	•
NoteBoard	Ja
3D-Bodenpräsenrrost	•
Vibrationsarme Lagerung	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	162,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,44
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1780
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	557
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	553
Gewicht in kg	90,0
Befestigungstechnik	Festtür

KWT 6722 iS-1

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und SommelierSet für anspruchsvollste Weinliebhaber.




EAN-Nr.: 4002516712367 / Materialnummer: 12364320 /

Alte Materialnummer: 36672202EU1


Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	20
Klimaklasse	SN-ST
Weinzone in l	254
Gesamtnutzinhalt in l	254
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	80 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,8
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Active AirClean Filter	•

## KWT 6722 iS-1

Einbau-Weintemperierschrank  
mit FlexiFrame und SommelierSet für anspruchsvollste Weinliebhaber.



KWT6722iS, KWT6722iS-1, Skizze



KWT6722iS, KWT6722iS-1, Innenraummaße (Skizze)