

APWD 211

Korbset

zur Aufbereitung von Dental-Instrumentarium.



- Oberkorb A 105/1 mit E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836
- Unterkorb A 151

EAN-Nr.: 4002516721857 / Materialnummer: 12379770 / Alte Materialnummer: 69621100D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Siebschale	•
Sonstiger Einsatz	•
Injektorkorb	•
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Unterkorb	•
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	560
Außenmaß, Nettobreite in mm	545
Außenmaß, Nettotiefe in mm	565
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	595
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	11,13
Bruttogewicht in kg	12,59
Beipack	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1