

APWD 212

Korbset

zur Aufbereitung von Dental-Instrumentarium.



- Oberkorb A 105/1 mit E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836, 3x A 803
- Filterrohr A 800 und Reinigungsbürste A 804
- Unterkorb A 151

EAN-Nr.: 4002516720799 / Materialnummer: 12379780 / Alte Materialnummer: 69621200D

| | |
|---|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Thermodesinfektoren | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| Produktkategorie | |
| Sonstiger Einsatz | • |
| Injektorkorb | • |
| Lafette/Korbträger | • |
| Oberkorb | • |
| Unterkorb | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten | • |
| Aufbereitung von Siebschalen | • |
| Aufbereitung von diversen Utensilien | • |
| Kapazität | |
| DIN-Siebschalen [Anzahl] | 2 |
| SPRI-Siebschalen [Anzahl] | 1 |
| Übertragungsinstrumente [Anzahl] | 22 |
| Hohlkörperinstrumente [Anzahl] | 22 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 560 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 545 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 565 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 590 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 560 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 585 |
| Nettogewicht in kg | 12,37 |
| Bruttogewicht in kg | 13,84 |
| Beipack | |
| A 838 Schlüsselset [Anzahl] | 1 |