

APLW 880

Nachrüstset

für Rec in, vierter Wasserzulauf, inklusive Druckerhöhungspumpe für PLW 8636.



- Wird benötigt, um ein Medium aus einem Pufferbehälter zu pumpen
- Für den Einsatz mit einem bauseitig vorhandenen Recycling-Tank
- Verwendbar mit bauseitig vorhandenen Behälter, z. B. IBC-Tank
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

EAN-Nr.: 4002516745532 / Materialnummer: 12426490 /
Alte Materialnummer: 69688000D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	123
Außenmaß, Bruttobreite in mm	315
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	4,36
Bruttogewicht in kg	4,84