

APLW 883

Nachrüstset

zusätzliche Dosiermembranpumpe & Sauglanze, interne 5-10 l Kanister f. PLW8636.



- Für 5 – 10 l Kanister in der Dosierschublade
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

EAN-Nr.: 4002516744603 / Materialnummer: 12426680 /  
Alte Materialnummer: 69688300D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	0,79
Bruttogewicht in kg	0,95