

APLW 884

Nachrüstsatz

zusätzliche Dosiermembranpumpe & Sauglanze, externe 5-10 l Kanister f. PLW8636.



EAN-Nr.: 4002516745518 / Materialnummer: 12426740 /

Alte Materialnummer: 69688400D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor

•

Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung

•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB / LAB MON]

•

Produktkategorie

Umbausatz

•

Dosiersystem

•

- Für 5 – 10 l Kanister, aufgestellt außerhalb des Gerätes
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst