

APLW 885

Nachrüstsatz

zusätzliche Dosiermembranpumpe & Sauglanze, externe 10-20 l Kanister f. PLW8636.

EAN-Nr.: 4002516745525 / Materialnummer: 12426770 /

Alte Materialnummer: 69688500D



<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•

- Für 10 – 20 l Kanister, aufgestellt außerhalb des Gerätes
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst