


APLW 882

Nachrüstsatz

potentialfreie Kontakte z. Ansteuerung v. externen Signalempfängern für PLW8636.



- 10 potenzialfreie Kontakte (4 Ein- und 6 Ausgänge)
- Für z. B. externe Pumpen, Ventile, Lüfter und Ringleitungssysteme
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

EAN-Nr.: 4002516744597 / Materialnummer: 12426880 /
Alte Materialnummer: 69688200D

Produktzugehörigkeit

- | | |
|--|---|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung | • |

Gerätezugehörigkeit

- | | |
|--------------------------|---|
| PLW 8636 [IPC] | • |
| PLW 8636 [LAB / LAB MON] | • |

Produktkategorie

- | | |
|--|---|
| Umbausatz | • |
| Anschlussmodul mit potentialfreien Kontakten | • |

Maße und Gewicht

- | | |
|------------------------------|------|
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 74 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 327 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 463 |
| Nettogewicht in kg | 0,96 |
| Bruttogewicht in kg | 1,33 |