


APLW 886

Nachrüstsatz

für die Dosierüberwachung mittels Ovalradzähler zum Einbau in PLW 8636.



- Präzisere Mengenmessung mittels Ovalradzähler
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst

EAN-Nr.: 4002516745433 / Materialnummer: 12426910 /
Alte Materialnummer: 69688600D

Produktzugehörigkeit

- | | |
|--|---|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung | • |

Gerätezugehörigkeit

- | | |
|--------------------------|---|
| PLW 8636 [IPC] | • |
| PLW 8636 [LAB / LAB MON] | • |

Produktkategorie

- | | |
|--------------|---|
| Umbausatz | • |
| Dosiersystem | • |

Maße und Gewicht

- | | |
|------------------------------|------|
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 80 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 95 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 110 |
| Nettogewicht in kg | 0,03 |
| Bruttogewicht in kg | 0,08 |