

APLW 887

Nachrüstsatz

zusätzliche Sauglanze, für externe 10-20 l Kanister zum Einbau in PLW8636.

EAN-Nr.: 4002516745082 / Materialnummer: 12426920 /  
Alte Materialnummer: 69688700D



<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•

- Für 10 – 20 l Kanister, aufgestellt außerhalb des Gerätes
- Die Sauglanze hat eine Leerstanderkennung
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst