

ProCare Tex 10 A - 10 l

Alleinwaschmittel, Flüssigkonzentrat, alkalisch, 10 l
phosphatfrei, mit EU Ecolabel.



- Zur optimalen Reinigung unterschiedlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Kurze Einwirkzeit und hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung
- Sehr gute Eiweiß- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel

EAN-Nr.: 4002516757771 / Materialnummer: 12441970 /
Alte Materialnummer: 59701202V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Gut
Lösekraft von Fett	Gut
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	12,0-13,0
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Verwendung	
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Alleinwaschmittel
Alkalität	Alkalisch
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Tenside
Biologisch abbaubar	•
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,17
Auf Basis 100 % nachwachsender Rohstoffe	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	314
Außenmaß, Nettobreite in mm	202
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Füllgewicht in g	12500
Füllmenge in ml	10000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•
EU Ecolabel	•
Prüfnummern	
EU Ecolabel: DE/039/019	•