

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 20 l zur Reinigung von Buntwäsche und empfindlichen Textilien.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln
- Kurze Einwirkzeit und schaumregulierend
- Gute Eiweiß- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

EAN-Nr.: 4002516757559 / Materialnummer: 12442070 /
Alte Materialnummer: 59702302V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Gut
Lösekraft von Eiweiß	Gut
Lösekraft von Fett	Gut
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert bei 20 °C	9,5
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	4
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Verwendung	
Selbstbedienungs-Systeme	•
Hotels und Pensionen	•
Spa, Wellness und Sport	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
Senioren- und Pflegeheime	•
Restaurants, Bars und Catering	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Fein-/Buntwaschmittel
Alkalität	Mildalkalisch
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Konservierungsmittel, Tenside
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Schaumregulierend	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,03
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	4
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	385
Außenmaß, Nettobreite in mm	258
Außenmaß, Nettotiefe in mm	294
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	378

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 20 l zur Reinigung von Buntwäsche und empfindlichen Textilien.



EAN-Nr.: 4002516757559 / Materialnummer: 12442070 /
Alte Materialnummer: 59702302V1

Außenmaß, Bruttobreite in mm	256
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288
Füllgewicht in g	21000
Bruttogewicht in kg	22,00 kg
Füllmenge in ml	20000

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-Konform	•
EU Ecolabel	•

Prüfnummern

EU Ecolabel: DE/039/020	•
-------------------------	---