

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fein- und Buntwaschmittel, Flüssigkonzentrat, mildalkalisch, 20 l
hochwirksam, phosphatfrei, mit EU Ecolabel.



- Zur optimalen Reinigung empfindlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln
- Kurze Einwirkzeit und schaumregulierend
- Gute Eiweiß- und Fettlösekraft
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

EAN-Nr.: 4002516757559 / Materialnummer: 12442070 /
Alte Materialnummer: 59702302V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Gut
Lösekraft von Eiweiß	Gut
Lösekraft von Fett	Gut
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	8,5-9,6
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Verwendung	
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Sportbekleidung	•
Reinigung der Obergarderobe	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Fein-/Buntwaschmittel
Alkalität	Mildalkalisch
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Konservierungsmittel, Tenside
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Schaumregulierend	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,03
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	4
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	385
Außenmaß, Nettobreite in mm	258
Außenmaß, Nettotiefe in mm	294
Füllgewicht in g	21000
Füllmenge in ml	20000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•
EU Ecolabel	•
Prüfnummern	
EU Ecolabel: DE/039/020	•