

ProCare Universal 77 A - 500 g  
 Maschinenreiniger, alkalisch, 500 g  
 zur Entfernung von hartnäckigen Stärkebelägen.



- Abbau von Fettablagerungen
- Reduzierung von Gerüchen
- Abgestimmt auf Miele Professional Geräte

EAN-Nr.: 4002516771524 / Materialnummer: 12456030 /  
 Alte Materialnummer: 66921701V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Waschmaschinen	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von Fett	Sehr gut
Entfernung von Öl	Sehr gut
Entfernung von Eiweiß	Sehr gut
Entfernung von Stärke	Sehr gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1 Dose
pH-Wert bei 20 °C	2,2
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Maschinenreiniger
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Phosphat, Bleichmittel auf Sauerstoffb., Phosphonate, Polycarboxylate, nichtionische Tenside
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
Geeignet für Edelstahl	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Hohe Materialschonung	•
Hoher Anteil an Dispergatoren	•
Tensidhaltiger Intensivreiniger	•
Stark emulgierende und dispergierende Wirkung	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	133
Außenmaß, Nettobreite in mm	80
Außenmaß, Nettotiefe in mm	80
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	130
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	80
Füllgewicht in g	500
Bruttogewicht in kg	1
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
GHS/CLP-Konform	•