

ProCare Universal 81 C - 250 g
 Maschinenentkalker, sauer, 250 g
 zur Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen.



- Abbau von Silikatbelägen
- Erhöhung der Lebensdauer der Heizkörper
- Abgestimmt auf Miele Professional Geräte

EAN-Nr.: 4002516770862 / Materialnummer: 12456130 /
 Alte Materialnummer: 66920601V1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Waschmaschinen	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kalk und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1-2 Dosen
pH-Wert bei 20 °C	4,5
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Maschinenentkalker
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Zitronensäure
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Hohe Materialschonung	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Frei von Phosphorverbindungen	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	124
Außenmaß, Nettobreite in mm	66
Außenmaß, Nettotiefe in mm	66
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	70
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	70
Füllgewicht in g	250
Bruttogewicht in kg	0
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•