

## Miele Desinfect - 5 kg

Desinfektionsvollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 5 kg

zur Reinigung von weißen Textilien und farbechter Buntwäsche.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Vollwaschmittel-Hochkonzentrat mit Desinfektionswirkung ab 40 °C
- Gründliche Entfernung von Pigmenten, Fett und Schmutz
- Zuverlässiger Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
- RKL gelistet als chemo-thermisches Desinfektionsverfahren
- Dermatologisch getestet

EAN-Nr.: 4002516776161 / Materialnummer: 12495040 /  
Alte Materialnummer: 59707101V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Waschwirkung</b>	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Antistatische Wirkung	Sehr gut
Weißheitsgrad	Sehr gut
Bleichwirkung	Sehr gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
pH-Wert bei 20 °C	11,4
<b>Dosierung</b>	
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
<b>Verwendung</b>	
Textilreinigungen	•
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	205,00
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	
Alkalität	Alkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Duftstoffe, Tenside, Enzyme, Optische Aufheller
Biologisch abbaubar	•
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Einsetzbar als Antichlor	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Gleichmäßige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren	•
Schaumregulierend	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>	0,8
Frei von Mikroplastik	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•

Miele Desinfect - 5 kg  
Desinfektionsvollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 5 kg  
zur Reinigung von weißen Textilien und farbechter Buntwäsche.



EAN-Nr.: 4002516776161 / Materialnummer: 12495040 /  
Alte Materialnummer: 59707101V1

Mindesthaltbarkeit in Monaten 24

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	150
Außenmaß, Nettobreite in mm	296
Außenmaß, Nettotiefe in mm	205
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	150
Außenmaß, Bruttobreite in mm	296
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	205
Füllgewicht in g	5000
Bruttogewicht in kg	5,55 kg

#### Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-Konform

•

RKI gelistet

•