

Miele Desinfect - 20 kg
 Desinfektionsvollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 20 kg
 zur Reinigung von weißen Textilien und farbechter Buntwäsche.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Vollwaschmittel-Hochkonzentrat mit Desinfektionswirkung ab 40 °C
- Gründliche Entfernung von Pigmenten, Fett und Schmutz
- Zuverlässiger Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
- RKI gelistet als chemo-thermisches Desinfektionsverfahren
- Dermatologisch getestet

EAN-Nr.: 4002516776178 / Materialnummer: 12495060 /
 Alte Materialnummer: 59707301V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Antistatische Wirkung	Sehr gut
Weißheitsgrad	Sehr gut
Bleichwirkung	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	11,4
Dosierung	
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Verwendung	
Textilreinigungen	•
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Reinigung von Berufsbekleidung	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	130,00
Produkteigenschaften	
Medienart	
Alkalität	Alkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Duftstoffe, Tenside, Enzyme, Optische Aufheller
Biologisch abbaubar	•
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Einsetzbar als Antichlor	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Gleichmäßige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren	•
Schaumregulierend	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	0,8
Frei von Mikroplastik	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•

Miele Desinfect - 20 kg

Desinfektionsvollwaschmittel, Pulver, alkalisch, 20 kg

zur Reinigung von weißen Textilien und farbechter Buntwäsche.



EAN-Nr.: 4002516776178 / Materialnummer: 12495060 /

Alte Materialnummer: 59707301V1

Mindesthaltbarkeit in Monaten 24

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 480

Außenmaß, Nettobreite in mm 330

Außenmaß, Nettotiefe in mm 130

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 480

Außenmaß, Bruttobreite in mm 330

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 130

Füllgewicht in g 20000

Bruttogewicht in kg 20,25 kg

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-Konform •

RKI gelistet •