

ProCare Tex 10 B+ - 20 l  
 Waschkraftverstärker, Flüssigkonzentrat, neutral, 20 l  
 zur wirksamen Entfernung von Fettverschmutzungen.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Schonender Fettlöser für jede Wäsche
- Besonders faser- und farbschonend
- Volle Waschkraft bereits bei 30 °C
- Zusätzlich als Emulgator und Netzmittel verwendbar

EAN-Nr.: 4002516776208 / Materialnummer: 12495150 /  
 Alte Materialnummer: 59709301V1

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>   |                      |
| Waschmaschinen  | •                    |
| <b>Dosierung</b>  |                      |
| Automatische Dosierung  | •                    |
| Einsetzbar bei allen Wasserhärten   | •                    |
| <b>Produkteigenschaften</b>   |                      |
| Medienart   | Waschkraftverstärker |
| Alkalität   | Neutral              |
| Aggregatsform   | Flüssigkonzentrat    |
| Inhaltsstoffe   | Tenside              |
| pH-Wert bei 20 °C   | 7,5                  |
| Biologisch abbaubar   | •                    |
| Phosphatfrei  | •                    |
| Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C                                  | •                    |
| Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich                        | •                    |
| Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C                              | •                    |
| Kurze Einwirkzeit   | •                    |
| Schaumregulierend   | •                    |
| Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung                                 | •                    |
| Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>                                    | 1,00                 |
| Frei von Mikroplastik   | •                    |
| Einfaches Handling  | •                    |
| Optimaler Zusatz für alle Waschmittel                                     | •                    |
| <b>Waschwirkung</b>   |                      |
| Entfernung von Schmutz  | •                    |
| Entfernung von Eiweiß   | •                    |
| Entfernung von Fett   | •                    |
| Brillanter Weißheitsgrad  | •                    |
| <b>Verwendung</b>   |                      |
| Hotels und Pensionen  | •                    |
| Spa, Wellness und Sport   | •                    |
| Schulen und Kindergärten  | •                    |
| Handwerksbetriebe   | •                    |
| Senioren- und Pflegeheime   | •                    |
| Arztpraxen und Kliniken   | •                    |
| Restaurants, Bars und Catering  | •                    |
| <b>Lagerhinweise</b>  |                      |
| Minimale Lagertemperatur in °C  | 0                    |
| Maximale Lagertemperatur in °C  | 40                   |
| Trocken und frostsicher lagern  | •                    |
| Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen | •                    |
| Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar                        | •                    |
| Mindesthaltbarkeit in Monaten   | 36                   |
| <b>Maße und Gewicht</b>   |                      |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm   | 385                  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm   | 258                  |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm  | 294                  |

ProCare Tex 10 B+ - 20 l  
Waschkraftverstärker, Flüssigkonzentrat, neutral, 20 l  
zur wirksamen Entfernung von Fettverschmutzungen.



EAN-Nr.: 4002516776208 / Materialnummer: 12495150 /  
Alte Materialnummer: 59709301V1

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 378      |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 256      |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 288      |
| Bruttogewicht in kg          | 21,00 kg |
| Füllmenge in ml              | 20000    |

#### Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-Konform

•