

ProCare Tex 11 COL - 20 kg  
 Buntwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 20 kg  
 zur Farberhaltung und Reinigung von Buntwäsche.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Hochkonzentriertes Buntwaschmittel
- Material- und farbschonende Fett- und Schmutzlösekraft
- Volle Waschkraft bereits bei 30 °C
- Sehr guter Farbübertragungsschutz
- Dermatologisch getestet

EAN-Nr.: 4002516776130 / Materialnummer: 12495180 /  
 Alte Materialnummer: 59710301V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Waschwirkung</b>	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Antistatische Wirkung	Sehr gut
<b>Dosierempfehlung</b>	
pH-Wert bei 20 °C	10,5
<b>Dosierung</b>	
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
<b>Verwendung</b>	
Selbstbedienungs-Systeme	•
Hotels und Pensionen	•
Spa, Wellness und Sport	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620,00
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Buntwaschmittel
Alkalität	Mildalkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Tenside, Duftstoffe, Enzyme, Komplexbildner
Biologisch abbaubar	•
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>	0,8
Absolut rückstandsfreie Zersetzung	•
Frei von Mikroplastik	•
Einfaches Handling	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24

ProCare Tex 11 COL - 20 kg  
Buntwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 20 kg  
zur Farberhaltung und Reinigung von Buntwäsche.



EAN-Nr.: 4002516776130 / Materialnummer: 12495180 /  
Alte Materialnummer: 59710301V1

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	480
Außenmaß, Nettobreite in mm	330
Außenmaß, Nettotiefe in mm	130
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	440
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620
Füllgewicht in g	20000
Bruttogewicht in kg	20,25 kg

#### Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-Konform

•