

ProCare Tex 30 C - 10 l

Neutralisationsmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 10 l

zum optimalen Schutz der Textilien durch zuverlässige Neutralisation.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Neutralisationsmittel auf Zitronensäurebasis
- Zur sauren Vorwäsche oder zum Einsatz nach dem Hauptwaschgang
- Für alle Waschverfahren geeignet
- Verhindert das Entstehen gelber Flecken
- Stabile, neutrale pH-Werte im Textil

EAN-Nr.: 4002516776222 / Materialnummer: 12495210 /
Alte Materialnummer: 59711201V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	2,5
Dosierung	
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Verwendung	
Hotels und Pensionen	•
Spa, Wellness und Sport	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Neutralisationsmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Zitronensäure
Biologisch abbaubar	•
Phosphatfrei	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C	•
Kurze Einwirkzeit	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,23
Auf Basis 100 % nachwachsender Rohstoffe	•
Absolut rückstandsfreie Zersetzung	•
Frei von Mikroplastik	•
Einfaches Handling	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust verwendbar	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	314
Außenmaß, Nettobreite in mm	202
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Bruttogewicht in kg	10,50 kg
Füllmenge in ml	10000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•