

Sieb 2 PCS  
Flusensieb  
zum Filtern von Flusen im Wäschetrockner

EAN-Nr.: 4002516773757 / Materialnummer: 12497060 / Alte Materialnummer:



- Kunststoffrahmen mit Siebgewebe
- zum Reinigen herausnehmbar
- für den Einsatz in der Türöffnung
- rechts und links einsetzbar
- für T4xxx, T7xxx, T8xxx, T9xxx
- Lieferumfang: 2 Stück
- bitte die Komponente mit dem abgebildeten Ersatzteil vergleichen